



Et voilà, ça y est !

Un accident domestique est vite arrivé. Près de 80 % des accidents impliquant des enfants de moins de 16 ans se produisent à la maison. Mais il n'y a pas que les petits bouts qui courent le risque d'avoir un accident. Même les adultes se retrouvent parfois avec des éraflures ou des coupures au cours d'une promenade à vélo ou en effectuant des travaux. Raison de plus pour disposer du matériel nécessaire à la maison afin que chacun puisse recevoir les soins de plaies adéquats.

Un mauvais bulletin pour les soins de plaies

Soigner une plaie... Un jeu d'enfant ? Ce n'est pourtant pas aussi évident qu'on pourrait le croire. Une enquête récente sur l'utilisation de Flamigel® a révélé que le Belge est un mauvais élève dans le domaine du soin des plaies.

Nous brisons deux mythes persistants.

Il faut toujours désinfecter une plaie

FAUX!

Une plaie doit uniquement être désinfectée s'il y a des signes d'infection, si la plaie est très sale p.ex. par une morsure d'animal et chez les personnes présentant un risque accru d'infection. Il est important de bien nettoyer la plaie (à l'aide de Flamirins®, par exemple), mais il n'est donc pas toujours nécessaire de désinfecter.

Laissez la plaie sécher, elle guérira plus vite

FAUX!

Tout comme les plantes ont besoin d'eau pour pousser, une plaie a besoin d'humidité pour cicatriser. Un environnement de plaie humide sans croûte permet dès lors une cicatrisation des plaies 40 % plus rapide.




Vous souhaitez tester vos connaissances en soin des plaies ? Utilisez ce code QR.

Pourquoi est-il préférable de garder une plaie humide ?

On peut comparer le concept de la cicatrisation en milieu humide à un désert : sans humidité, rien ou presque ne pousse dans un désert, mais dès que l'eau et les nutriments sont présents, tout pousse et s'épanouit (pensez à une oasis). Des scientifiques ont démontré que l'on peut appliquer ce principe à notre propre peau : nos cellules cutanées vont croître et guérir plus vite dans un environnement à l'humidité optimale, jusqu'à 40 % plus vite ! Toutes les plaies sont concernées, même une petite coupure au doigt.

Les plaies sont de natures diverses : comment soigner correctement une plaie ?



Nettoyer

Commencez par vous laver les mains et nettoyez la plaie. Passez-la sous l'eau courante ou utilisez un produit spécifiquement destiné au nettoyage des plaies tel que **Flamirins®**.




Sécher

Séchez la plaie en la tamponnant prudemment à l'aide d'une compresse stérile.



Traiter

Appliquez une couche de **Flamigel®** 1 à 2 x par jour. En cas de coup de soleil, appliquez **Flamigel®** 2 à 6 x par jour.



Couvrir

Si nécessaire, couvrez la plaie à l'aide d'un pansement stérile non adhésif et changez-le chaque jour.

Examinons les points forts de Flamigel® :

- ✓ **Crée un milieu humide idéal pour la plaie** grâce au gel hydroactif colloïdal. Cela hydrate les plaies sèches et absorbe le liquide des plaies humides.
- ✓ Contient de l'**arginine** : un élément constitutif de la peau qui renforce les propriétés hydratantes du gel.
- ✓ **Effet rafraîchissant, apaise la douleur** immédiatement et durablement.
- ✓ **Réduction** du risque de **cicatrices**.
- ✓ Fournit une **barrière protectrice** à la peau blessée.





Flamigel® répare la peau endommagée



éraflure
mineure




brûlure au
1er degré



coup de
soleil



après épilation
à la cire



peau
craquelée



plaie de
frottement



coupure
mineure



thérapie
post-laser



post
cryothérapie



**Un indispensable pour
la maison et les voyages**

www.flamigel.be
www.flenhealth.com

CE 0344